

## CONSIGNES POUR S'ENTRAINER A COLODUS

Colodus « test et exercice » <https://colodustest.sudoc.fr>

Pour s'entraîner dans Colodus « test et exercice » <https://colodustest.sudoc.fr>, vous devez **disposer d'un login « exemplarisation »** fourni par le [responsable CR](#) de rattachement de votre bibliothèque.

Cette version vous permet de vous entraîner à la recherche, la création, modification ou suppression de données d'exemplaires :

1. Utiliser de préférence, le navigateur FIREFOX  
*Firefox assure un bon fonctionnement de Colodus. Nous recommandons de vider le cache de votre navigateur, de supprimer les cookies et de pratiquer un Ctrl F5 avant une première connexion.*
2. Se connecter à l'adresse <https://colodustest.sudoc.fr>
3. S'identifier avec votre login « exemplarisateur »
4. Entraînez-vous, avec [l'aide en ligne](#)
5. Utiliser les [supports de formation](#) disponible sur notre plateforme pédagogique

**A SAVOIR :** la version Colodus-test est synchronisée avec la base de TEST ET D'EXERCICE du Sudoc. Cette base (version test) est utilisée comme « bac à sable » pour tous les utilisateurs professionnels du réseau Sudoc : elle n'est donc pas nettoyée par l'Abes et ne reflète pas la réalité des données du Catalogue Sudoc (version production).

### A l'attention des responsables de CR

Pour que vos collègues s'entraînent dans, vous devez leur créer des logins « exemplarisation » dans la base de TEST ET D'EXERCICE du Sudoc en utilisant WinIBW :

1. Se connecter à WinIBW – BASE DE TEST ET D'EXERCICE
2. S'identifier avec votre login de responsable CR  
*Si vous n'avez pas de login XX pour accéder à cette base, faire une demande sur [AbesSTP > SudocPro > Administration des logins](#)*
3. Créer des logins « exemplarisation » [commande CRE USA <IDENTIFIANT>]

*VOIR dans le Guide méthodologique > Profil Responsable CR > rubrique « Piloter la participation au Sudoc-PS » > le manuel « [Gérer les utilisateurs professionnels](#) »*